

# Nettoyage de l'appareil PEP à la maison

Après chaque utilisation



1. Démonter toutes les pièces du Pari PEP (pièce buccale ou masque, pince-nez, adaptateur, valve et tubulure).
2. Laver dans une eau tiède savonneuse.
3. Passer une brosse sur toutes les surfaces afin de bien nettoyer.
4. Rincer à l'eau chaude du robinet.
5. Secouer la tubulure et la suspendre pour le séchage. Déposer les autres pièces sur un linge propre en les recouvrant.
6. Assembler les pièces lorsque celles-ci sont **complètement sèches**.



1. Enlever le capuchon bleu du moniteur de pression.
2. Passer un tampon d'alcool sur la surface interne du moniteur de pression et du capuchon.

## Désinfection aux 2 jours



### Au lave-vaisselle :

Laver toutes les pièces du Pari PEP sauf le masque.

### Si pas de lave-vaisselle :

1. Laver dans une eau tiède savonneuse toutes les pièces.
2. Rincer à l'eau chaude du robinet.
3. Plonger les pièces (sauf le masque) dans l'eau bouillante pendant 10 minutes. (attention au risque de brûlure)
4. Retirer les pièces et les déposer sur un linge propre en les recouvrant.
5. Assembler les pièces lorsque celles-ci sont **complètement sèches**.

Après le nettoyage et la désinfection, ranger le matériel **bien sec** dans un contenant de plastique propre pour éviter la contamination.