



Instructions pour le prélèvement de selles

RECHERCHE DE PARASITES PAR MICROSCOPIE (Indications particulières seulement)

- ▶ Ne pas utiliser de selles émises à la suite de :
 - laxatifs;
 - suppositoire de glycérine;
 - lavement ou lavement baryté.
- ▶ Ne pas utiliser de papier de toilette pour prélever les selles.
- ▶ Les selles ne doivent pas être en contact avec l'urine (si possible) ou l'eau de la cuvette des toilettes.
- ▶ Pour les patients en couche : recueillir les selles sur une pellicule de plastique (ex. *Saran Wrap*) appliquée dans la couche.
- ▶ Pour les autres, utiliser une pellicule de plastique (ex. *Saran Wrap*) ou du papier d'aluminium mis sous le siège de la cuvette des toilettes et l'étendre de manière à former une partie plus creuse pour y recueillir les selles.



- ▶ Transférer les selles dans le contenant fourni à l'aide de la cuillère fournie. Choisir les selles liquides ou molles, avec du pus ou du sang. Mettre assez de selles dans le contenant pour que le liquide arrive à la ligne.
- ▶ Bien mélanger avec le liquide à l'aide de la cuillère fournie. Remettre le couvercle et bien le fermer.

Attention, le liquide du contenant est poison!



