



Coûts et responsabilités

L'orthèse crânienne est un appareil de considération spéciale, elle est défrayée par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et est garantie pour une période de trois mois suivant la livraison. Le programme des aides techniques prend en charge tout ajustement ou réparation durant cette période de garantie. Si le client choisit de faire affaire avec un autre laboratoire durant cette période, des frais pourraient être applicables ou le laboratoire pourrait refuser d'effectuer le travail.

S'il y a négligence lors de l'utilisation de l'orthèse crânienne (incluant la perte, le vol et la déformation par une source de chaleur), les frais de remplacement doivent être assumés par le client.

Orthèse livrée le : _____

Orthésiste : _____

Notes personnelles

Pour plus de renseignements, communiquer avec le secrétariat du programme des aides techniques :

CRME • 514 374-1710, poste 8022

CHU Sainte-Justine • 514 345-4666

Dépliant révisé par :

Julie Leduc, technicienne en orthèses et prothèses.

L'orthèse crânienne moulée permet le remodelage des os du crâne.





Ensemble avec le jeune et sa famille

Qu'est-ce que la plagiocéphalie ?

La plagiocéphalie positionnelle désigne une déformation de la boîte crânienne des bébés qui peut être occasionnée entre autres par :

- la position intra-utérine du fœtus;
- l'accouchement;
- la prématurité;
- le torticolis congénital;
- la position couchée sur le dos et le temps passé dans les divers sièges pour bébé.

Installation de l'orthèse

- 1 Se servir de la boucle et de la courroie pour ouvrir la fente de l'orthèse afin de faciliter l'installation;
- 2 Passer ensuite le Velcro^{MD} dans la boucle sans l'attacher;
- 3 Positionner l'orthèse de manière à ce que les sourcils soient visibles et les oreilles, bien dégagées;
- 4 Lorsque ces points de repère sont vérifiés, rabattre les surfaces de Velcro^{MD} de la courroie l'une sur l'autre.

Il est à noter que pour repositionner l'orthèse, il peut être nécessaire de détacher le Velcro^{MD} et d'ouvrir légèrement la fente.

Progression du port de l'orthèse crânienne

L'orthèse doit être portée 23 heures sur 24 ou selon les recommandations du médecin.

Au début, il est important de vérifier fréquemment si des rougeurs sont présentes (aux deux à trois heures la première journée). Une rougeur n'est pas considérée comme étant problématique si elle reste relativement pâle (rosée).

Il est normal que l'orthèse soit instable les premières semaines. La situation se corrige généralement à l'intérieur des trois premières semaines de port. Par contre, si l'orthèse bouge beaucoup et est problématique, il est nécessaire de revoir l'orthésiste.

Contre-indications

L'orthèse crânienne est contre-indiquée lorsque le bébé a une problématique de peau qui s'accroît de façon importante avec le port de l'orthèse. Le médecin spécialiste décidera alors s'il est pertinent ou non de continuer le port.

À surveiller

Une rougeur qui semble s'intensifier est souvent un signe de pression anormale ou de réaction cutanée. Utiliser une crème hydratante, non parfumée et hypoallergène sur la rougeur. Si celle-ci demeure, apposer un petit appliqué de Méfix^{MD} ou d'Hypafix^{MD} (disponible en pharmacie) à l'intérieur de l'orthèse, sur la mousse blanche, à l'endroit correspondant à la pression. Après ces deux essais, si la rougeur persiste, cesser le port de l'orthèse et consulter l'orthésiste.

Hygiène et entretien

En raison de la transpiration du bébé qui peut parfois être très abondante, le nettoyage de la mousse interne de l'orthèse doit se faire deux fois par jour. Utiliser un linge propre imbibé d'alcool à friction et nettoyer l'intérieur en frottant légèrement. L'alcool à friction permet de désinfecter et s'évapore rapidement sans laisser de résidus. Passer un linge imbibé d'eau cinq minutes après le nettoyage à l'alcool à friction. Assécher l'orthèse à l'aide d'un linge propre et sec ou laisser sécher à l'air.

Malgré un entretien soigné, il est normal que la mousse interne de l'orthèse jaunisse, se salisse et devienne malodorante avec le temps.

L'orthèse doit être retirée lors du bain, ainsi que pour la baignade.

Précautions selon la saison

Le port d'un chapeau pour protéger le bébé du froid ou du soleil est de mise selon la saison. Ce chapeau devra être plus grand pour pouvoir être placé par-dessus l'orthèse. Retirer le chapeau lorsque le bébé est dans la voiture pour éviter qu'il ait trop chaud.

Suivi médical

Un suivi avec l'orthésiste est souvent proposé quatre à six semaines suivant la livraison. Le médecin spécialiste revoit le bébé au besoin et fait des recommandations à l'orthésiste afin d'améliorer les résultats.