

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : cisapride 1 mg/mL so fab (F)(G)

Format : 500 ml

Quantité : 3 bout

No produit : 360715

Stabilité 90 jour(s)

température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
cisapride 10 mg co	50 co	150 co
++véhicule pour suspension orale (ORA-BLEND)	QS AD 500 ml	QS AD 1500 ml
++magistrale catégorie UN HSJ	1	3

Information étiquette:

Agiter bien.

Conserver à la température de la pièce.

Mode de préparation :

ATTENTION: IL Y A DEUX FAÇONS DE PRÉPARER CETTE FORMULATION:

A) SOIT PRÉPARER PAR PORTION DE 500 ML À LA FOIS POUR ÉVITER LA FORMATION DE GRUMEAUX TOUJOURS PRÉSENTS LORSQUE DE PLUS GRANDES QUANTITÉS SONT FABRIQUÉES:

- 1) Mouiller les comprimés avec un peu d'Ora-Blend afin de former une pâte.
- 2) Triturer cette pâte afin de la rendre homogène et ajouter un peu d'Ora-Blend au besoin.
- 3) Ajouter le reste de l'Ora-Blend par dilution géométrique et transvider dans un cylindre gradué.
- 4) Compléter au volume requis avec le reste d'Ora-Blend et bien mélanger.

OU

B) SOIT AVEC L'AIDE DE LA TURBINE:

- 1) Rincer d'abord avec un peu d'eau la turbine.
- 2) Ajouter directement le nombre de comprimés requis dans un grand cylindre.
- 3) Compléter au volume final avec l'Ora-Blend.
- 4) Laisser reposer quelques minutes.
- 5) Passer ce mélange à la turbine.
- 6) Embouteiller.
- 7) Rincer 4 ou 5 fois la turbine à l'eau purifiée USP.

USAGES: Prokinétique

STABILITÉ: 90 jours température pièce

NOTES:

Note: Ora-Blend = moitié Ora-Plus et moitié Ora-Sweet.

Mise en service de cette formulation en juin 2009. L'ancienne formulation était stable 3 mois au réfrigérateur dans un mélange moitié-moitié de méthylcellulose 1% et de sirop simple et 28 jours à température de la pièce dans des bouteilles ambrées de plastique.

Nécessite le PAS (Programme d'Accès Spécial) pour l'obtention des comprimés.

Stable aussi 60 jours réfrigéré mais placé à température pièce par commodité en août 2019.

Remplacement de la solution commerciale discontinuée.

Retiré en novembre 2021 pour y ajouter le bicarbonate de sodium pour ajuster le pH et ré-introduite en août 2022 suite à une étude de stabilité maison.

Imprimé pour consultation

(2314)

Imprimé le : 2022-11-11 - 06:53

Par: ZFOR

Page: 1 de 2

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : cisapride 1 mg/mL so fab (F)(G)

Format : 500 ml

Quantité : 3 bout

No produit : 360715

Stabilité 90 jour(s)

température pièce

Mode de préparation :

RÉFÉRENCES:

Étude UdeM sur la stabilité du cisapride 1 mg/ml dans Ora-Blend sans bicarbonate de sodium ajouté. Publication à venir.
Allen LV jr, Erickson MA 3rd. Stability of alprazolam, chloroquin phosphate, cisapride, enalapril maleate, and hydralazine hydrochloride in extemporaneously compounded oral liquids. Am J Health-Syst Pharm 1998;55:1915-20.

Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: suspension blanche, pâle, trouble

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2022.