

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : metoprolol 10 mg/mL so fab (F) (G)

Format : 125 ml

Quantité : 3 bout

No produit : 361316

Stabilité 60 jour(s)

température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
metoprolol 50 mg co	25 co	75 co
++véhicule pour suspension orale (ORA-BLEND)	QS AD 125 ml	QS AD 375 ml
++magistrale catégorie UN HSJ	1	3

Information étiquette:

Agiter bien.

Conserver à la température de la pièce.

Mode de préparation :

- 1) Triturer les comprimés dans un mortier.
- 2) Mouiller la poudre avec un peu d'Ora-Blend afin de former une pâte.
- 3) Ajouter le reste de l'Ora-Blend par dilution géométrique et transvider dans un cylindre gradué.
- 4) Compléter au volume requis avec l'Ora-Blend et bien mélanger.

USAGE:

Antihypertenseur: bêta-bloquant

NOTES:

Note: Ora-Blend = moitié Ora-Plus et moitié Ora-Sweet.

Stabilité au réfrigérateur : 60 jours également.

Étude réalisée en bouteille ambrée.

Formulation aussi réalisable avec l'Ora-Sweet SF en remplacement de l'Ora-Sweet régulier.

Recette remplace l'ancienne formulaion stable seulement 7 jours en juin 2005.

Passage à l'Ora-Blend en décembre 2009.

Cessé de réfrigérer en juillet 2018.

RÉFÉRENCE:

Allen LV, Erickson MA. Stability of labetalol hydrochloride, metoprolol tartrate, verapamil hydrochloride, and spironolactone with hydrochlorothiazide in extemporaneously compounded oral liquids. Am J Health-Syst Pharm 1996;53:2304-09.

Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: suspension rose, pâle, trouble

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.