

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : Gel hydro-alcoolisé OMS (WHO) 80% alcool (F)

Format : 500 ml

Quantité : 3 bout

No produit : 362553

Stabilité 180 jour(s)

température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
++alcool éthylique 100% 4000 mL bout liq	400 ml	1200 ml
peroxyde d'hydrogene 3% bout liq	20.85 ml	62.55 ml
++glycerine liq	7.25 ml	21.75 ml
++eau irrigation	QS AD 500 ml	QS AD 1500 ml
++magistrale catégorie UN HSJ	1	3

Information étiquette:

Usage externe seulement / Conserver température pièce

Éviter le contact avec les yeux

Contient: alcool éthylique + glycérine + peroxyde hydrogène

Mode de préparation :

EN CAS DE RUPTURE D'APPROVISIONNEMENT COMMERCIALE DE GEL HYDRO-ALCOOLISÉ SEULEMENT.
FAIRE HABITUELLEMENT UN MULTIPLE DE VINGT FOIS LA RECETTE pour les formats de 500 ml car il est possible d'utiliser le baril calibré avec 10 litres d'eau.

- 1) Ajouter successivement les volumes requis d'alcool éthylique, de glycérine et de peroxyde d'hydrogène.
- 2) Compléter au volume requis avec de l'eau.
- 3) Reconditionner en bouteilles de 500 ml. Il est possible d'utiliser une pompe PharmAssist en mode non stérile, mais ce n'est pas essentiel.

USAGES:

Remplacement du gel hydro-alcoolisé en période de rupture d'approvisionnement

NOTES:

Stabilité arbitraire.

Idéalement, les bouteilles remplies sont placées en quarantaine pendant 72 heures, délai permettant la destruction des spores bactériennes potentiellement présentes dans l'alcool ou dans les bouteilles (neuves ou réutilisées) selon une recommandation de l'OMS.

RÉFÉRENCES:

World Health Organization. Guide to local production: WHO-recommended Handrub Formulations. Revised April 2010. 9 pages. (disponible en ligne)

Organisation mondiale de la santé, Guide de Production locale : Formulations des Produits hydro-alcooliques recommandés par l'OMS.

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: solution incolore

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.