

3175, Côte Sainte-Catherine, Montréal, QC, H3T 1C5, 514-345-4931

Prélèvement demandé: Date: _____ Heure _____ ou Heure de tournée: 7h ☐ 11h ☐ 14h ☐ 17h ☐ 20h ☐ 00h ☐

Unité de Soins/Clinique : _____

MD Requérant : _____ # Licence : _____

Prélèvement fait: Date: _____ **Heure** _____

Prélevé par: _____

Cocher obligatoirement la nature de l'échantillon et les analyses requises

Poids du jour : _____ kg Taille du jour : _____ cm

SANG : ☐ VEINEUX ☐ ARTÉRIEL
☐ CAPILLAIRE ☐ CORDON OMBILICAL
☐ URINE ☐ SELLES ☐ AUTRE : _____

Identification du patient

Nom, Prénom:

Sexe : F ☐ M ☐

Dossier ou # Ass. maladie :

Date de naissance :

ou

Plaquer carte d'identification :

Renseignements cliniques : _____ ☐ Rejet ☐ Infection ☐ Diarrhée ☐ GVH digestive

PHARMACOCINÉTIQUE (aire sous la courbe / AUC) : CYCLOSPORINE PO

Tube lavande EDTA micro ou macro

Administration des dernières doses : BID ☐ **TID** ☐

Date : _____ année-mois-jour Heure : _____ Dose : _____ mg ☐ Maison ☐ Hôpital ☐ PO par la bouche
Heure : _____ Dose : _____ mg ☐ Maison ☐ Hôpital ☐ Autre : _____
Heure : _____ Dose : _____ mg ☐ Maison ☐ Hôpital

Voie d'administration :

Formulation :

☐ Capsule

☐ Liquide

Administration le jour de la pharmacocinétique

Date : _____ année-mois-jour Heure : _____ Dose : _____ mg

| | BID | TID | Temps de prélèvement | Heure prévue ¹ | Heure effectuée | Voie de prélèvement | Signature |
|----------|-----|-----|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| ABRÉGÉE | 0 | | - 5 min (pré-dose) | | | | |
| | 1 | | 2 h (post-dose) | | | | |
| | 2 | | 4 h (post-dose) | | | | |
| COMPLÈTE | 0 | 0 | - 5 min (pré-dose) | | | | |
| | 1 | 1 | 30 min (post-dose) | | | | |
| | 2 | 2 | 60 min (post-dose) | | | | |
| | 3 | 3 | 90 min (post-dose) | | | | |
| | 4 | 4 | 2 h (post-dose) | | | | |
| | 5 | 5 | 3 h (post-dose) | | | | |
| | 6 | 6 | 4 h (post-dose) | | | | |
| | 7 | 7 | 8 h (post-dose) | | | | |
| | 8 | | 12 h (post-dose) | | | | |

(1) L'heure prévue des prélèvements est ajustée en fonction de l'heure précise d'administration.

Procédure

- Prélever minimum 0,8 mL de sang sur un tube lavande **EDTA** micro ou macro.
- **Bien identifier chaque tube** en incluant le temps réel de prélèvement.
- **Placer le tube dans un sac de transport des matériaux biologiques et acheminer le tout au Laboratoire Central dans l'heure suivant le prélèvement.**
- Si les prélèvements doivent être faits par **micro méthode**, appeler au **5651** (Centre de prélèvement) pour les prévenir et faxer la veille la demande au **7786**.
- **Prévenir l'infirmière coordinatrice de l'UPC au 3217.**